


UV-VIS-NIR-Spektroskopie

UV-VIS-NIR-Spektralphotometer V-770



Gerätekonfiguration

- Zweistrahl-Spektralphotometer
- Wellenlängenbereich von 190 – 3200 nm
- Temperierbarer Mehrfach-Probenwechsler

Anwendungsbeispiele

- Ermittlung der Wellenlängen-abhängigen Absorption bzw. Transmission
- Identifizierung/Identitätsprüfung
- Reinheitsprüfung
- Gehaltsbestimmung

Hersteller:

Jasco Deutschland GmbH

Ansprechpartner: Dr. Kerstin Wagner, +49 3641 282555, kw@innovent-jena.de
